

**Produkt: Kopfschutzhelm
inkl. Magnetschluss**

Artikel-Nr.: TN000101

Unser Kopfschutzhelm zeichnet sich durch leichte und atmungsaktive Materialien aus. Dadurch kann er den ganzen Tag getragen werden. Er reduziert das Risiko von Kopfverletzungen bei Personen mit gesundheitlichen Problemen wie Epilepsie, Gleichgewichtsstörungen und bei Personen, die zu selbstverletzendem Verhalten wie wiederholtem Schlagen mit dem Kopf neigen.

Das Anschlagen mit dem Kopf ist eine Form der Selbstverletzung, die vor allem in der forensischen Psychiatrie und bei der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung häufiger vorkommt. Durch den Magnetverschluss ist es den Patienten nicht möglich, den Helm selbstständig abzunehmen. Darüber hinaus stellt er auch eine Sicherheitsvorrichtung für das Personal dar, indem er vor Kopfstößen eines Klienten oder Häftlings schützt.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Dieser Spezialhelm reduziert das Risiko von schweren Kopfverletzungen.
- ✓ Der Kopfschutzhelm wird in Einheitsgröße geliefert.
- ✓ Unisex: für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.
- ✓ Verwendung von leichten und atmungsaktiven Materialien ermöglicht das Tragen über einen längeren Zeitraum.
- ✓ Die verstellbaren Seitenriemen ermöglichen einen individuellen und passgenauen Sitz.
- ✓ An der Rückseite des Helmes ist ein Magnetverschluss angebracht, so dass der Träger den Helm nicht selbst abnehmen kann.
- ✓ Der Sicherheitsverschluss mit Hilfe eines Magnetschlusses ermöglicht ein schnelles Auf- und Absetzen des Kopfschutzhelmes.
- ✓ Der Helm besteht aus weichem Material.
- ✓ Er schützt das Personal vor Kopfstößen und Bissen.
- ✓ Der Kopfschutzhelm besitzt keinen Spritzschutz, der das Spucken in Richtung des Mitarbeiters verhindert.
- ✓ Der Helm kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln leicht gereinigt werden.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Pflegeabteilungen, z.B. bei Epilepsie, Zerebralparese, Multiple Sklerose, Tourette-Syndrom, Ehlers-Danloss-Syndrom, Borderline-Persönlichkeitsstörungen,
- ✓ Autismuspflege,
- ✓ Geriatrie, z.B. bei Parkinson, Demenz,
- ✓ Verhaltensgesundheitspflege,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ postoperativ, zur Sturz- und Verletzungsprävention, Mobilitätsrehabilitation.

Material

Kunstlederhülle mit weichem Schaumkern
Stahlgitter

Produktmerkmale


Größe	II - Einheitsgröße
Farbe	Blau / schwarzes Gitter
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und Waschinweise



Die glatte Außenhülle kann mit jedem Flächendesinfektionsmittel (Flächendesinfektion als Spray oder als Wischdesinfektion und Wischtuch) gereinigt und desinfiziert werden.

Nicht maschinenwaschbar. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht trocken reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort abwischen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de