

Produkt: Reißfester Matratzenüberzug Doppeltuch

Artikel-Nr.: F210

Unser reißfester Matratzenschutz F210 wird in psychiatrischen Kliniken, Justizvollzugsanstalten und Polizeidienststellen bei Personen eingesetzt, die einen extremen Drang haben, Bettwäsche zu zerstören.

Der reißfeste Matratzenschutz wird standardmäßig mit einem hochwertigen, umlaufenden Reißverschluss geliefert, andere Lösungen, z.B. mit Ösen, sind möglich. Der Reißverschluss hat eine Länge von ca. 3 m (an einer langen und an einer kurzen Seite eingenäht; er befindet sich etwa in der Mitte des Bettkastens). Zum Schutz des Patienten und als Sicherung gegen unbefugtes Öffnen ist über dem Reißverschlussende eine Lasche angebracht. Der Reißverschluss-Schiebegriff muss unter der Stoffbrücke geführt werden. Er kann mit Metallringen oder einem SEGU-FIX®-Magnetschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Der reißfeste Matratzenüberzug ist in Admiralblau erhältlich.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Der hochwertige Reißverschluss ist zum Schutz des Patienten und gegen unbefugtes Öffnen mit einer Lasche gesichert.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Er ist flüssigkeitsdurchlässig. Bitte schützen Sie die Matratze mit waschbaren und wasserdichten Inkontinenzunterlagen unter dem Matratzenüberzug.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbearbeitungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

Material	100% Polyester TREVIRA® CS-FR	
Stoffgewicht	ca. 360 g/m ²	
Reißfestigkeit EN ISO 13934-1	Länge	870N
	Breite	690N
Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1	quer	ø 760N
	längs	ø 730N
Feuertest EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle	kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
	Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

Produktmerkmale

Größen	ca. 200 x 90 x 12 cm / auch in anderen Matratzengrößen lieferbar
Farbe	Admiralblau
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und Waschinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Wir empfehlen separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de